

Алматы (7273)495-231	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922) 49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сыктывкар (8212)25-95-17	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

<https://integra.nt-rt.ru> || iag@nt-rt.ru

Дозатор EVOLVE Manual Pipettes



Число каналов	Номер по каталогу	Диапазон измерений (мкл)	Шаг	Испытательный объем	Погрешность, (±%)	Точность, (≤%)
Одноканальное	3011	0,2 – 2	0,001	0,2	12	6
				1	2,8	1,6
				2	1,8	1
	3012	1 – 10	0,01	1	2,5	1,8
				5	1,5	0,8
				10	1	0,5
	3013	2 – 20	0,01	2	5	2

				10	1,6	0,5
				20	1	0,35
	3015	10 – 100	0,1	10	3	1
				50	0,8	0,35
				100	0,8	0,2
	3016	20 – 200	0,1	20	2,2	0,9
				100	0,8	0,3
				200	0,7	0,18
	3018	100 – 1000	1	100	3	0,6
				500	0,8	0,3
				1000	0,8	0,2
	3019	500 - 5000	5	500	2,2	0,7
				2500	0,8	0,3
				5000	0,6	0,18
Восьми- канальное	3022	1 – 10	0,01	1	8,5	7
				5	4	3
				10	2	1,2
	3024	5 – 50	0,05	5	4	2
				25	2	1
				50	1,2	0,5
	3025	10 – 100	0,1	10	3,75	2
				50	1,7	0,8
				100	1,2	0,5
	3026	20 - 200	0,1	20	4	1,3
				100	1,5	0,5
				200	1,2	0,4
Двенадца- тиканальное	3032	1 – 10	0,01	1	8,5	7
				5	4	3

				10	2	1,2
				5	4	2
	3034	5 – 50	0,05	25	2	1
				50	1,2	0,5
	3035	10 – 100	0,1	10	3,75	2
				50	1,7	0,8
				100	1,2	0,5
	3036	20 - 200	0,1	20	4	1,3
				100	1,5	0,5
				200	1,2	0,4

Быстрая установка объема пипетирования!

Пипетки EVOLVE отличаются наличием трех дисков регулирования для быстрой установки объема пипетирования. Такой революционный подход снижает вероятность возникновения так называемого «туннельного синдрома» у пользователей и позволяет им устанавливать требуемые объемы пипетирования в 10 раз быстрее, чем при использовании стандартных пипеток.

Наконечники пипеток GripTip, которые не слетят

Пипетки серии EVOLVE с широким диапазоном наконечников GripTips от INTEGRA – это превосходная система пипетирования. Наконечники GripTips устанавливаются с минимальным усилием, обеспечивая при этом надежную фиксацию. Полностью соответствующие пипеткам наконечники GripTips не могут слететь, обеспечивая точное введение жидкости и позволяя получить превосходную производительность пипетирования.

Удобство работы

Две пружины плунжера различного размера позволяет пользователям в соответствии с их предпочтениями настраивать усилие сжатия плунжера. Управление пружиной плунжера также позволяет замедлить скорости аспирации и дозирования, улучшая тем самым технику проведения и результаты пипетирования. Данная возможность доступна для всех одноканальных пипеток EVOLVE, кроме модели 5 мл. Замена пружины проводится за считанные секунды. Эргономичная сверхлёгкая конструкция пипеток обеспечит удобство работы даже во время продолжительных операций пипетирования.

Диски для быстрой настройки Quick Set Dials

В отличие от традиционных пипеток, которые для регулирования объема используют один вращающийся плунжер, пипетки EVOLVE имеют три диска регулирования для настройки объема в трехразрядном формате. Эта та же общеизвестная технология, что используется в кодовом замке с тремя колесиками.

Этот инновационный подход позволяет пользователям настраивать объем пипетирования в десять раз быстрее, чем при работе со стандартными ручными пипетками. Просто нажмите и поверните плунжер для разблокировки дисков регулирования, а затем легким поворотом дисков задайте желаемый объем. В стандартных пипетках случайный поворот плунжера может изменить настроенный объем. Конструкция дисков EVOLVE предотвра-

щает непредумышленное изменение объема, вызванного движениями плунжера во время пипетирования.

Фиксация наконечников GripTips

Случалось ли, что наконечники Ваших пипеток отсоединялись, протекали или слетали? С этой проблемой часто сталкиваются лаборатории, использующие универсальные наконечники для пипеток. При фиксации таких наконечников требуется приложение значительных усилий, растягивающих ободок наконечника, который немедленно начинает сползать со ствола пипетки, принимая обычную форму. Вследствие этого наконечник может начать протекать, неровно сидеть или даже полностью слететь с пипетки.

Такое просто не может произойти при использовании комбинации пипетки EVOLVE + наконечники GripTip. Отличающиеся низкими усилиями крепления и сброса наконечники GripTips просто и быстро фиксируются на соединительной части кончика пипетки и также легко отбрасываются. Кроме того после крепления к пипеткам EVOLVE наконечники GripTips имеют высокое сопротивление поперечному усилию. Это означает, что GripTips всегда надежно закреплены и превосходно выровнены, вне зависимости от количества произведенных дозирования. Вам больше не придется «забывать» наконечники пипеток или беспокоиться о том, что они могут слететь.

Штатив для пипеток INTEGRA

Вертикальное хранение пипеток важно для предотвращения проникновения жидкости или твердых частиц в соединительную часть ствола пипетки. Соответствующее хранение также продлевает срок службы пипетки.

Штатив для пипеток INTEGRA, позволяющий размещение до 12-ти пипеток, оптимален для вертикального хранения пипеток EVOLVE на лабораторном столе.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://integra.nt-rt.ru> || iag@nt-rt.ru